

说明书

CELL SPECIFICATION

细胞名称：人浆细胞白血病ARH-77

货号：JY578

细胞介绍

项目	详情
种属	人
组织来源	外周血, B淋巴细胞母细胞
生长特征	淋巴母细胞样; 悬浮生长; 倍增时间: ~48h
培养条件	空气: 95%; 二氧化碳: 5%; 温度: 37°C; 培养箱湿度: 70%-80%
冻存条件	无血清冻存液 (JY-H040) 或90%FBS, DMSO10% (梯度降温)
完全培养基配置	RPMI1640培养基; 10%胎牛血清; 1%双抗
传代比例	1: 2传代;
细胞培养瓶	建议用T25培养瓶或6cm培养皿
简介	从一名33岁的IgG浆细胞白血病妇女的外周血中建立; 细胞系被广泛用作多发性骨髓瘤/浆细胞白血病的模型, 但细胞呈EBV明显, 表明ARH-77可能是一种“正常”的B淋巴细胞母细胞系, 而不是肿瘤细胞系
培养注意事项	悬浮细胞传代具体步骤参考下方文字信息
产品使用	仅限于科学研究, 不可作为动物或人类疾病的治疗产品使用。


细胞检测数据

检测项目	检测结果	检测项目	检测结果
生长特性	悬浮生长	细胞形态	淋巴母细胞样
细胞密度	80%	细胞活力	>95%
支原体	有口 无☑	细菌	有口 无☑
真菌	有口 无☑	STR	匹配


出库图参考

出库图-1 出库图-2

出库图-1




出库图-2



STR

鉴定结果

Cell Line Authentication Service STR Profile Report				
Sales Order: 241030E				
Test Results for Submitted Sample		ExPASy Reference Database Profile		
Query Profile: ARH-77		Database Profile: ARH-77		
LocI				
Amelogenin	X			
D3S1358	16		16	
D5S818	10 13		10 13	
D2S1338	17			
TPOX	8		8	
CSF1PO	6 10		6 10	
Penta D	10			
TH01	8 9.3		8 9.3	
vWA	17		17	
D7S820	7 12		7 12	
D21S11	29 30		29 30	
Penta E	12			
D10S1248	14			
D8S1179	14 15		14 15	
D18S1656	15.3 17			
D18S51	14 16		14 16	
D12S391	19 20			
D6S1043	11 19			
D19S433	14 15			
D16S539	9 13		9 13	
D13S317	11 13		11 13	
FGA	20 21		20 21	



引用瑾原文献参考

Quality control of Platycodon grandiflorum (Jacq.) A. DC. based on value chains and food chain analysis

IF: 3.9

期刊: Scientific Reports

DOI: S41598-023-41013-8

引用产品: 人肺癌细胞A549



文献奖励活动说明

参与资格 凡在2024年7月1日之后发表SCI期刊论文的客户，只要在文中明确标注使用了瑾原生物的产品，即可申请本项奖励。

引用 shanghaijinyuan

悬浮细胞的复苏、传代、冻存步骤

► 悬浮细胞复苏: 从液氮罐中或-80℃冰箱中查找需要复苏的细胞，水浴锅提前打开预热 37℃。

- 1、将含有1mL细胞悬液的冻存管在37℃水浴锅中迅速摇晃解冻；
- 2、加入到含4-6mL完全培养基的离心管中混匀。
- 3、1000rpm离心5min后弃去上清液，使用5mL完全培养基重悬细胞后接种于 T25 培养瓶中或 6cm 皿中，培养过夜，第二天显微镜下观察细胞生长情况。

► 悬浮细胞传代: 如果细胞密度达 80%-90%，即可进行传代培养。

方法一: 将细胞悬液收集到离心管中1000rpm离心5min后弃去培养上清液，使用2mL完全培养基重悬混匀后将细胞悬液按1: 2的比例分到新T25培养瓶中，每瓶再补加4mL培养基，共5mL。

方法二: 1、半换液处理: 竖着培养瓶在操作台静置1小时，肉眼可见大部分细胞沉在底部；

2、轻轻吸掉上半部分3mL左右上清，将剩余细胞悬液按1: 2的比例分到新的培养皿中或者培养瓶中，每瓶再补加4mL培养基，共5mL。一般这样传代 3次左右可以离心传代一次。

► 悬浮细胞冻存:

- 1、收集瓶内所有细胞悬液吸至离心管，如悬浮细胞贴壁需要把贴壁的细胞吹下来一起收集离心，可使用血球计数板计数，来决定细胞的冻存密度。一般细胞的推荐冻存密度为 $1 \times 10^6 \sim 1 \times 10^7$ 个活细胞/mL；
- 2、1000rpm离心3-5min后去掉培养上清液，用1mL配制好的冻存液重悬细胞，分配到一个冻存管中标注好名称、代数、日期等信息；
- 3、无血清冻存: 按冻存数量加入无血清冻存液后直接放-80℃冰箱过夜，后续可转入液氮罐中长期保存。

* 如使用的是程序冻存液，需要梯度降温法进行处理。

售后无忧——无责售后

如您在使用瑾原产品的过程中，遇到任何问题，都可以随时拨打技术人员电话或添加技术人员微信，我们将在第一时间为您解决。

● 售后服务电话: 180-4986-4459

● 细胞收货操作视频与细胞复苏操作视频



售后服务微信



售后服务QQ



贴壁细胞收货注意事项



细胞复苏步骤



悬浮细胞收货注意事项